



コンビキャップ

シリンジに蓋をすることを目的としたアダプターキャップです。カラーは、赤・オレンジ・青の3色。

※滅菌済み個別包装。

サイズ/色	品目コード	入り数
赤	MMIV2100 R	100
青	MMIV2100 B	100
オレンジ	MMIV2100 O	100



オーラルシリンジ クリア

ごく少量にも対応する3サイズのオーラルシリンジです。特殊な0.610インチチップが皮下注射針の装着を防ぎ、薬剤投与エラーのリスクを極力抑えます。ヒートエッチングの計量目盛りは消えることもありません。

キャップ付。

サイズ/色	品目コード	入り数
3ml / Clear	MMMMOS 300	100
6ml / Clear	MMMMOS 600	100
10ml / Clear	MMMOS 1000	100



オーラルシリンジ 遮光

感光性薬剤用の遮光性シリンジです。ごく少量にも対応する3サイズ。特殊な0.610インチチップが皮下注射針の装着を防ぎ、薬剤投与エラーのリスクを極力抑えます。ヒートエッチングの計量目盛りは消えることもありません。

キャップ付。

サイズ/色	品目コード	入り数
3ml / Amber	MMOS 300A	100
6ml / Amber	MMOS 600A	100
10ml / Amber	MMOS 1000A	100



プレスイン・ボトルアダプター

薬液ボトルを、吸引しやすいリザーバーに変えるアダプターです。ボトルサイズにフィットするアダプターをボトルの開口部に押し込み、オーラルシリンジをセットすることで、ボトルから投与量を簡単に吸引できます。

LDPE(低密度ポリエチレン)製。

サイズ/色	品目コード	入り数
12-16mm	MMMMPBA 20	100
17-20mm	MMMMPBA 24	100
21-23mm	MMMMPBA 28	100
24-28mm	MMMMPBA 33	100




エア調整スパイク付薬液用チューブセット

Baxter 社製リピーターポンプに使用するシリコン部をもつPVCチューブセットです。エア調整孔付スパイクとオスルアロック接続部を有しています。溶液の入ったIVバッグ・ボトルからルアシリンジ、バイアル、オーラルシリンジなどに充填します。
※滅菌済み個別包装。

品目コード 入り数

MMMMMT 110 10





薬液用チューブセット

Baxter 社製リピーターポンプに使用するシリコン部をもつPVCチューブセットです。オスルアロック接続部を有し、針、ルアロックスパイクまたは調製付スパイクがインレットおよびアウトレットで使用できるようにします。
※滅菌済み個別包装。

品目コード 入り数

MMMMMT 410 10



滅菌済ルアロック／ルアロックコネクター

断続充填やキャップをしたままの保管に役立つキャップ付きコネクターです。両サイドにメスルアロック接続部を有し、ルアロックシリンジ、チューブセット、バックポート、他の容器などに接続します。
※滅菌済み個別包装。

品目コード 入り数

MMMMT 3915 100



チューブセット拡張部品

一方にメスルアロック接続部、反対側に大口径ルアロック接続部を有するPVCコネクターです。
※滅菌済み個別包装。

品目コード 入り数

MMMMT 4200 200

Your Partner in Medication



製造元
株式会社

湯山製薬所

発売元
株式会社



大阪本社 | 〒561-0841 大阪府豊中市名神口1丁目4番30号
TEL.(06)6868-5155(代) FAX.(06)6868-5154(代)
東京本社 | 〒130-0012 東京都墨田区太平2丁目10番10号
TEL.(03)3829-9511(代) FAX.(03)5611-2011(代)

カタログの掲載内容は2023年12月現在のものです。
製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記へご一報ください。

ユヤマのホームページはこちら!!



世界各国のユーザー様の
活用事例はこちら!!



無償プレゼント実施中!

「開局でお手伝いできること」
「無償製剤室を作ろう!」



1490003
(株)ユヤマ



JQA-QM5424
(株)湯山製作所